



PIEDRO®
alwaysonestepahead



Dames en Heren

Catalogus 2024 / 2025

Semi - Orthopedie

INHOUDSOPGAVE

Piedro®
is een toonaangevende
Nederlandse producent van
hoogwaardige Therapeutische en
Semi Orthopedische schoenen.

4 Het meten van de schoenmaat en wijdte

Dames Collectie

- 6 Dames Maattabel Sportive
- 8 Dames Maattabel Leisure
- 10 Dames Maattabel Classic
- 12 Dames Collectie Sportief
- 40 Dames Collectie Biker Boots
- 46 Dames Collectie Klassiek
- 50 Dames Collectie Diabetische en Gevoelige Voet

Heren Collectie

- 60 Heren Maattabel Sportive
- 62 Heren Maattabel Flexibele Maakwijze
- 64 Heren Maattabel AGO Maakwijze
- 66 Heren Maattabel Diabetische en Gevoelige Voet AGO Maakwijze
- 68 Heren Collectie Sportief
- 108 Heren Collectie Klassiek
- 118 Heren Collectie Diabetische en Gevoelige Voet

- 126 Loopzolen
- 128 Het meten van de voet
- 129 Bestelformulier
- 130 Bestelinformatie




HET METEN VAN DE SCHOENMAAT EN WIJDTE

Hoe bepaalt u de juiste schoenmaat?


Bekijk de 4 afbeeldingen hieronder (Afb. A, Afb. B, Afb. C, & Afb. D) om te zien waar u de juiste maten neemt voor de lengte-, breedte- en omvangsmaat.

Meet deze 4 maten in millimeters en noteer ze voor later gebruik. Ga naar de **maattabel** en zoek in kolom 1 (binnenlengte schoen in millimeters) totdat u bij het dichtst gemeten lengtemaat in de buurt komt. Vervolgens zoekt u horizontaal naar de balbreedte die het dichtst bij uw gemeten balbreedte maat komt. Vanaf deze positie gaat u verticaal omhoog om de wijdtemaat te vinden. Bij twijfel, kijk dan ook naar het dichtstbijzijnde balomvang en lage wreefmaat. Nu heeft u alle maten die nodig zijn om het juiste Pedro® paar te kunnen selecteren.


Als u hulp of advies nodig heeft met betrekking tot de Pedro® maattabellen, neem dan contact op met onze **klantenservice** op **0182 - 22 35 40** of **klantenservice.nl@piedro.nl**. Ze staan altijd klaar om u te helpen!




Afb. A. Lengtemaat



Afb. B. Balbreedte



Afb. C. Balomvang



Afb. D. Lage wreefmaat



DAMES COLLECTIE



PIEDRO®

always onestep ahead

MAATTABEL DAMES


SPORTIVE



Leestafmetingen zijn inclusief ruimte voor een 6mm voetbed.

UK	F								H						
	1 Binnenlengte Schoen mm	2 Balbreedte mm	3 Balomvang mm	4 Lage Wreefmaat mm	5 Hiel-Wreef- maat mm	5A Hoge Wreefmaat mm	6 Teenhoogte mm	7 Haksprong mm	2 Balbreedte mm	3 Balomvang mm	4 Lage Wreefmaat mm	5 Hiel - Wreef- maat mm	5A Hoge Wreefmaat mm	6 Teenhoogte mm	7 Haksprong mm
2	229	75	217	217	312	232	24	15	78	227	227	319	242	25	15
2½	233	76	220	220	317	235	25	15	79	230	230	324	245	26	15
3	237	77	223	223	321	238	25	15	80	233	233	328	248	26	15
3½	242	78	227	227	326	242	25	15	81	237	237	333	252	26	15
4	246	79	230	230	330	245	26	15	82	240	240	337	255	27	15
4½	250	80	233	233	335	248	26	15	83	243	243	342	258	27	15
5	254	81	236	236	340	251	26	15	84	246	246	347	261	27	15
5½	258	82	239	239	344	254	27	15	85	249	249	351	264	28	15
6	263	83	243	243	349	258	27	15	86	253	253	356	268	28	15
6½	267	84	246	246	353	261	27	15	87	256	256	360	271	28	15
7	271	85	249	249	358	264	28	15	88	259	259	365	274	29	15
7½	275	86	252	252	363	267	28	15	89	262	262	370	277	29	15
8	280	87	255	255	367	270	28	15	90	265	265	374	280	29	15
8½	284	88	258	258	372	273	28	15	91	268	268	379	283	29	15
9	288	90	262	262	376	277	29	15	93	272	272	383	287	30	15
9½	292	91	265	265	381	280	29	15	94	275	275	388	290	30	15

UK	J							K							M							
	1 Binnenlengte Schoen mm	2 Balbreedte mm	3 Balomvang mm	4 Lage Wreefmaat mm	5 Hiel - Wreefmaat mm	5A Hoge Wreefmaat mm	6 Teenhoogte mm	7 Haksprong mm	2 Balbreedte mm	3 Balomvang mm	4 Lage Wreefmaat mm	5 Hiel - Wreefmaat mm	5A Hoge Wreefmaat mm	6 Teenhoogte mm	7 Haksprong mm	2 Balbreedte mm	3 Balomvang mm	4 Lage Wreefmaat mm	5 Hiel - Wreefmaat mm	5A Hoge Wreefmaat mm	6 Teenhoogte mm	7 Haksprong mm
2	229	81	237	237	325	252	26	15	82	242	242	330	257	27	15	85	252	252	337	267	28	15
2½	233	82	240	240	330	255	27	15	83	245	245	335	260	28	15	86	255	255	342	270	28	15
3	237	83	243	243	334	258	27	15	84	248	248	339	263	28	15	87	258	258	346	273	29	15
3½	242	84	247	247	339	262	27	15	85	252	252	344	267	28	15	88	262	262	351	277	29	15
4	246	85	250	250	343	265	28	15	87	255	255	348	270	29	15	90	265	265	355	280	29	15
4½	250	86	253	253	348	268	28	15	88	258	258	353	273	29	15	91	268	268	360	283	30	15
5	254	87	256	256	353	271	28	15	89	261	261	358	276	29	15	92	271	271	365	286	30	15
5½	258	88	259	259	357	274	29	15	90	264	264	362	279	29	15	93	274	274	369	289	30	15
6	263	89	263	263	362	278	29	15	91	268	268	367	283	29	15	94	278	278	374	293	30	15
6½	267	90	266	266	366	281	29	15	92	271	271	371	286	30	15	95	281	281	380	296	31	15
7	271	91	269	269	371	284	30	15	93	274	274	376	289	30	15	96	284	284	383	299	31	15
7½	275	92	272	272	376	287	30	15	94	277	277	381	292	30	15	97	287	287	388	302	31	15
8	280	93	275	275	380	290	30	15	95	280	280	385	295	30	15	98	290	290	392	305	32	15
8½	284	94	278	278	385	293	30	15	96	283	283	390	298	31	15	99	293	293	397	308	32	15
9	288	96	282	282	389	297	31	15	97	287	287	394	302	31	15	100	297	297	401	312	32	15
9½	292	97	285	285	394	300	31	15	98	290	290	399	305	32	15	101	300	300	406	315	33	15



MAATTABEL DAMES


LEISURE



Leestafmetingen zijn inclusief ruimte voor een 6mm voetbed.

UK	EE								GG						
	1 Binnenlengte Schoen mm	2 Balbreedte mm	3 Balomvang mm	4 Lage Wreefmaat mm	5 Hiel - Wreef- maat mm	5A Hoge Wreefmaat mm	6 Teenhoogte mm	7 Haksprong mm	2 Balbreedte mm	3 Balomvang mm	4 Lage Wreefmaat mm	5 Hiel - Wreef- maat mm	5A Hoge Wreefmaat mm	6 Teenhoogte mm	7 Haksprong mm
2	226	75	209	206	287	220	23	13	78	219	212	293	228	24	13
2½	230	75	212	209	292	223	23	14	79	222	215	298	231	24	14
3	234	76	215	211	297	225	23	14	79	225	218	303	234	25	14
3½	238	77	217	214	301	228	24	14	80	227	220	307	236	25	14
4	243	78	220	217	306	231	24	14	81	230	223	312	239	25	14
4½	247	79	223	219	310	233	24	15	82	233	226	316	242	26	15
5	251	80	226	222	315	236	25	15	83	236	229	321	245	26	15
5½	255	81	228	225	320	239	25	15	84	238	231	326	247	26	15
6	259	82	231	227	324	241	25	16	85	241	234	330	250	27	16
6½	264	83	234	230	329	244	25	16	86	244	237	335	253	27	16
7	268	84	236	233	333	247	26	16	87	246	239	339	255	27	16
7½	272	84	239	236	338	250	26	17	88	249	242	344	258	28	17
8	276	85	242	238	343	252	26	17	88	252	245	349	261	28	17
8½	281	86	244	241	347	255	27	17	89	254	247	353	263	28	17
9	285	87	247	244	352	258	27	17	90	257	250	358	266	29	17
9½	289	88	249	246	356	260	27	18	91	260	253	362	268	29	18

UK	GH							HK							KM							
	1 Binnenlengte Schoen mm	2 Balbreedte mm	3 Balomvang mm	4 Lage Wreefmaat mm	5 Hiel - Wreefmaat mm	5A Hoge Wreefmaat mm	6 Teenhoogte mm	7 Haksprong mm	2 Balbreedte mm	3 Balomvang mm	4 Lage Wreefmaat mm	5 Hiel - Wreefmaat mm	5A Hoge Wreefmaat mm	6 Teenhoogte mm	7 Haksprong mm	2 Balbreedte mm	3 Balomvang mm	4 Lage Wreefmaat mm	5 Hiel - Wreefmaat mm	5A Hoge Wreefmaat mm	6 Teenhoogte mm	7 Haksprong mm
2	226	79	224	217	299	233	25	13	84	239	232	303	248	27	13	88	249	242	313	253	27	13
2½	230	80	227	220	304	236	25	14	85	242	235	308	251	27	14	89	252	245	318	256	27	14
3	234	81	230	223	309	239	25	14	86	245	238	313	254	27	14	90	255	248	323	259	28	14
3½	238	82	232	225	313	241	26	14	87	247	240	317	256	28	14	91	257	251	327	261	28	14
4	243	83	235	228	318	244	26	14	88	250	243	322	259	28	14	91	260	253	332	264	28	14
4½	247	84	238	231	322	247	26	15	89	253	246	326	262	28	15	92	263	256	336	267	29	15
5	251	85	241	234	327	250	27	15	90	256	249	331	265	29	15	93	266	259	341	270	29	15
5½	255	86	243	236	332	252	27	15	91	258	251	336	267	29	15	94	268	261	346	272	29	15
6	259	87	246	239	336	255	27	16	92	261	254	340	270	29	16	95	271	264	350	275	30	16
6½	264	87	249	242	341	258	27	16	93	264	257	345	273	29	16	96	274	267	355	278	30	16
7	268	88	251	244	345	260	28	16	93	266	260	349	275	30	16	97	276	269	359	280	30	16
7½	272	89	254	247	350	263	28	17	94	269	262	354	278	30	17	98	279	272	364	283	31	17
8	276	90	257	250	355	266	28	17	95	272	265	359	281	30	17	99	282	275	366	286	31	17
8½	281	91	259	252	359	268	29	17	96	274	267	363	283	31	17	100	284	277	373	289	31	17
9	285	92	262	255	364	271	29	17	97	277	270	368	286	31	17	100	287	280	378	291	32	17
9½	289	93	265	258	368	274	29	18	98	280	273	372	289	31	18	101	290	283	382	294	32	18



MAATTABEL DAMES


CLASSIC



Leestafmetingen zijn inclusief ruimte voor een 6mm voetbed.

UK	F								H						
	1 Binnenlengte Schoen mm	2 Balbreedte mm	3 Balomvang mm	4 Lage Wreefmaat mm	5 Hiel-Wreef- maat mm	5A Hoge Wreefmaat mm	6 Teenhoogte mm	7 Haksprong mm	2 Balbreedte mm	3 Balomvang mm	4 Lage Wreefmaat mm	5 Hiel-Wreef- maat mm	5A Hoge Wreefmaat mm	6 Teenhoogte mm	7 Haksprong mm
2	229	77	216	216	307	227	21	15	80	226	226	317	237	22	15
2½	233	78	218	218	312	229	21	15	81	228	228	322	239	23	15
3	237	79	221	221	316	232	22	15	82	231	231	326	242	23	15
3½	242	79	224	224	321	235	22	15	83	234	234	331	245	23	15
4	246	80	226	226	325	237	22	16	84	236	236	335	247	23	16
4½	250	81	229	229	330	240	22	16	85	239	239	340	250	24	16
5	254	82	232	232	335	244	22	16	86	242	242	345	254	24	16
5½	258	83	234	234	339	246	23	17	87	244	244	349	256	24	17
6	263	84	237	237	344	249	23	17	88	247	247	354	259	24	17
6½	267	85	240	240	348	252	23	17	88	250	250	358	262	24	17
7	271	86	243	243	353	255	23	18	89	253	253	363	265	25	18
7½	275	87	245	245	358	257	24	18	90	255	255	368	267	25	18
8	280	88	248	248	362	260	24	18	91	258	258	372	270	25	18
8½	284	88	251	251	367	263	24	18	92	261	261	377	273	25	18
9	288	89	253	253	371	265	24	19	93	263	263	381	275	25	19
9½	292	90	256	256	376	268	24	19	94	266	266	386	278	26	19

UK	J							K							M							
	1 Binnenlengte Schoen mm	2 Balbreedte mm	3 Balomvang mm	4 Lage Wreefmaat mm	5 Hiel- Wreefmaat mm	5A Hoge Wreefmaat mm	6 Teenhoogte mm	7 Haksprong mm	2 Balbreedte mm	3 Balomvang mm	4 Lage Wreefmaat mm	5 Hiel- Wreefmaat mm	5A Hoge Wreefmaat mm	6 Teenhoogte mm	7 Haksprong mm	2 Balbreedte mm	3 Balomvang mm	4 Lage Wreefmaat mm	5 Hiel- Wreefmaat mm	5A Hoge Wreefmaat mm	6 Teenhoogte mm	7 Haksprong mm
2	229	84	236	236	327	247	23	15	85	241	2x41	332	252	24	15	87	246	246	342	261	24	15
2½	233	85	238	238	332	249	23	15	86	243	243	337	254	24	15	88	248	248	347	263	24	15
3	237	86	241	241	336	252	24	15	87	246	246	341	257	24	15	89	251	251	351	266	25	15
3½	242	87	244	244	341	255	24	15	88	249	249	346	260	25	15	90	254	254	356	269	25	15
4	246	88	246	246	345	257	24	16	89	251	251	350	262	25	16	91	256	256	360	271	25	16
4½	250	88	249	249	350	260	25	16	89	254	254	355	265	25	16	92	259	259	365	274	26	16
5	254	89	252	252	355	264	25	16	90	257	257	360	268	25	16	93	262	262	370	277	26	16
5½	258	90	255	255	359	266	25	17	91	259	259	364	270	25	17	94	264	264	374	279	26	17
6	263	91	257	257	364	269	25	17	92	262	262	369	273	26	17	95	267	267	379	282	26	17
6½	267	92	260	260	368	272	25	17	93	265	265	373	276	26	17	96	270	270	383	285	27	17
7	271	93	263	263	373	275	25	18	94	268	268	378	279	26	18	97	273	273	388	288	27	18
7½	275	94	265	265	378	277	25	18	95	270	270	383	281	26	18	97	275	275	393	290	27	18
8	280	95	268	268	382	280	26	18	96	273	273	387	284	27	18	98	278	278	397	293	28	18
8½	284	96	271	271	387	283	26	18	97	276	276	392	287	27	18	99	281	281	402	296	28	18
9	288	97	273	273	391	285	26	19	98	278	278	396	289	27	19	100	283	283	406	298	28	19
9½	292	97	276	276	396	288	26	19	98	281	281	401	292	27	19	101	286	286	411	301	28	19





DAMES COLLECTIE

Sportief

DAMES

Sportief



4801.1602
Taupe Nubuck

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 4801K.1602*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



4801.9982
Off-White Multi Colour Suède Leer Nubuck

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 4801K.9982*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



4801.9702
Off-White Nubuck Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 4801K.9702*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



4801K.9702
Off-White Nubuck Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Veter Optie: 4801.9702
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Nee



4801.9802
Zwart Nubuck Lak

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 4801K.9802*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs
Bij stretch voorblad vervalt de perforatie

* Optie tegen meerprijs
Bij stretch voorblad vervalt de perforatie

DAMES

Sportief



4800.1602

Taupe Nubuck

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 4800K.1602*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



4800.9802

Zwart Nubuck Lak

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 4800K.9802*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



4800.9702

Off-White Nubuck Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 4800K.9702*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



4800.9982

Off-White Multi Colour Suède Leer Nubuck

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 4800K.9982*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



4800K.9982

Off-White Multi Colour Suède Leer Nubuck

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Veter Optie: 4800.9982
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Nee

* Optie tegen meerprijs
Bij stretch voorblad vervalt de perforatie

* Optie tegen meerprijs
Bij stretch voorblad vervalt de perforatie





DAMES

Sportief

4807.1236

Beige Multi Colour Suède Mesh

Maat: 3 - 9½
 Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
 Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
 Veter Optie: 4804.1236
 Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4807.9897

Zwart Off-White Suède Leer Mesh

Maat: 3 - 9½
 Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
 Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
 Veter Optie: 4804.9897
 Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4807.9982

Off-White Multi Colour Suède Leer Nubuck

Maat: 3 - 9½
 Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
 Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
 Veter Optie: 4804.9982
 Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4807.5698

Blauw Zwart Zilver Suède Leer Lak

Maat: 3 - 9½
 Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
 Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
 Veter Optie: 4804.5698
 Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4807.9819

Taupe Zwart Suède Leer Lak

Maat: 3 - 9½
 Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
 Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
 Veter Optie: 4804.9819
 Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



* Optie tegen meerprijs
 Bij stretch voorblad vervalt mesh

* Optie tegen meerprijs
 Bij stretch voorblad vervalt mesh

DAMES

Sportief

4804.1236

Beige Multi Colour Suède Mesh



Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Draaiknop Optie: 4807.1236*
Klittenband Optie: 4804K.1236*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

4804.9982

Off-White Multi Colour Suède Leer Nubuck



Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Draaiknop Optie: 4807.9982*
Klittenband Optie: 4804K.9982*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

4804.9897

Zwart Off-White Suède Leer Mesh



Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Draaiknop Optie: 4807.9897*
Klittenband Optie: 4804K.9897*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

DAMES

Sportief

4804.5698

Blaauw Zwart Zilver Suède Leer Lak



Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Draaiknop Optie: 4807.5698*
Klittenband Optie: 4804K.5698*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

4804.9819

Taupe Zwart Suède Leer Lak



Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Draaiknop Optie: 4807.9819*
Klittenband Optie: 4804K.9819*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs



* Optie tegen meerprijs
Bij stretch voorblad vervalt mesh



DAMES

Sportief

4808.1236

Beige Multi Colour Suède Mesh



Maat: 3 - 9½
 Breedte Sportieve Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
 Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
 Veter Optie: 4810.1236
 Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

4808.9982

Off-White Multi Colour Suède Leer Nubuck



Maat: 3 - 9½
 Breedte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
 Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
 Veter Optie: 4810.9982
 Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

4808.9897

Zwart Off-White Suède Leer Mesh



Maat: 3 - 9½
 Breedte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
 Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
 Veter Optie: 4810.9897
 Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

4808.5698

Blauw Zwart Zilver Suède Leer Lak



Maat: 3 - 9½
 Breedte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
 Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
 Veter Optie: 4810.5698
 Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

4808.9819

Taupe Zwart Suède Leer Lak



Maat: 3 - 9½
 Breedte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
 Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
 Veter Optie: 4810.9819
 Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs

* Optie tegen meerprijs
 Bij stretch voorblad vervalt mesh

DAMES

Sportief

4810.5698

Blauw Zwart Zilver Suède Leer Lak

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Draaiknop Optie: 4808.5698*
Klittenband Optie: 4810K.5698*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4810.9819

Taupe Zwart Suède Leer Lak

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Draaiknop Optie: 4808.9819*
Klittenband Optie: 4810K.9819*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4810.9897

Zwart Off-White Suède Leer Mesh

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Draaiknop Optie: 4808.9897*
Klittenband Optie: 4810K.9897*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



DAMES

Sportief

4810.9982

Off-White Multi Colour Leer Suède Nubuck

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Draaiknop Optie: 4808.9982*
Klittenband Optie: 4810K.9982*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4810.1236

Beige Multi Colour Suède Mesh

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Draaiknop Optie: 4808.1236*
Klittenband Optie: 4810K.1236*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



* Optie tegen meerprijs
Bij stretch voorblad vervalt mesh



* Optie tegen meerprijs
Bij stretch voorblad vervalt mesh



DAMES

Sportief

4803.2116

Groen Taupe Multi Suède

Maat: 3 - 9½
 Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
 Klittenband Optie: 4803K.2116*
 Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4803.0114

Fuchsia Bruin Multi Suède

Maat: 3 - 9½
 Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
 Klittenband Optie: 4803K.0114*
 Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4803.1698

Taupe Nubuck Mesh Lak

Maat: 3 - 9½
 Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
 Klittenband Optie: 4803K.1698*
 Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4803.9898

Zwart Leer Mesh Lak

Maat: 3 - 9½
 Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
 Klittenband Optie: 4803K.9898*
 Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4803K.2116

Groen Taupe Multi Suède

Maat: 3 - 9½
 Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
 Veter Optie: 4803.2116
 Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



* Optie tegen meerprijs

* Optie tegen meerprijs

DAMES

Sportief

4802.2116
Groen Taupe Multi Suède

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Klittenband Optie: 4802K.2116*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4802.9898
Zwart Leer Mesh Lak

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Klittenband Optie: 4802K.9898*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4802K.0114
Fuchsia Bruin Multi Suède

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Veter Optie: 4802.0114
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



DAMES

Sportief

4802.0114
Fuchsia Bruin Multi Suède

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Klittenband Optie: 4802K.0114*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4802.1698
Taupe Nubuck Mesh Lak

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Klittenband Optie: 4802K.1698*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



* Optie tegen meerprijs



* Optie tegen meerprijs

DAMES

Sportief



4809.1699

Taupe Wit Suède Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 4809K.1699*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Laterale Zijde



4809.2316

Olijf Taupe Suède

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Klittenband Optie: 4809K.2316*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Laterale Zijde



4809.9936

Wit Multi Colour Suède Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 4809K.9936*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Laterale Zijde



4809.9937

Wit Fantasie Petrol Leer Suède

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 4809K.9937*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Laterale Zijde

DAMES

Sportief



4318.9802

Zwart Nubuck Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4318K.9802*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4318.5602

Blauw Nubuck Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4318K.5602*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4318K.9802

Zwart Nubuck Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Veter Optie: 4318.9802
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4318.9900

Wit Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4318K.9900*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs
Bij stretch voorblad vervalt de perforatie/ fantasie
Bij klittenband vervalt laterale rits

* Optie tegen meerprijs

DAMES

Sportief



4610.9800

Zwart Leer Suède

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4610K.9800*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4610.5300

Jeans Leer Suède

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4610K.5300*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4610.9900

Wit Leer Suède

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4610K.9900*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4610.6500

Rood Leer Suède

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4610K.6500*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4610K.9900

Wit Leer Suède

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Veter Optie: 4610.9900
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4590.5602

Blauw Grijs Nubuck Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4590K.5602*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4590.1402

Bruin Nubuck Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4590K.1402*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4590.9802

Zwart Nubuck Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4590K.9802*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4590.1602

Taupe Bruin Nubuck Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4590K.1602*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4590K.9802

Zwart Nubuck Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Veter Optie: 4590.9802
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs

* Optie tegen meerprijs

DAMES

Sportief



4580.5600
Blauw Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4580K.5600*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde



4580.1400
Bruin Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4580K.1400*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde



4580.9800
Zwart Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4580K.9800*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde



4580.6502
Rood Nubuck

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4580K.6502*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde



4580K.9800
Zwart Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Veter Optie: 4580.9800
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4580.9900
Wit Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4580K.9900*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde

* Optie tegen meerprijs

DAMES

Sportief



4323.1693
Taupe Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4323K.1693*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Laterale Zijde



4327.1693
Taupe Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4327K.1693*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Laterale Zijde Optie: Ja*



4323.5602
Blauw Nubuck

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4323K.5602*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Laterale Zijde



4327K.5602
Blauw Nubuck

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Veter Optie: 4327.5602
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4323K.9900
Wit Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Veter Optie: 4323.9900
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4327.9900
Wit Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4327K.9900*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Laterale Zijde Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs

DAMES

Sportief



4527.5602
Blauw Zilver Nubuck

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4527K.5602*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Laterale Zijde Optie: Ja*



4523K.5602
Blauw Zilver Nubuck

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Veter Optie: 4523.5602
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4527.1693
Taupe Goud Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4527K.1693*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Laterale Zijde Optie: Ja*



4523.1693
Taupe Goud Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4523K.1693*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Lateral Zijde



4527K.9900
Wit Zwart Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Veter Optie: 4527.9900
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4523.9900
Wit Zwart Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4523K.9900*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Laterale Zijde

* Optie tegen meerprijs

DAMES

Sportief



4560.9822
Zwart Suède Lak

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4560K.9822*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



4560.1603
Taupe Suède Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4560K.1603*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



4560.1403
Bruin Suède Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4560K.1403*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



4560.5603
Blauw Suède Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4560K.5603*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



4560K.1403
Bruin Suède Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Veter Optie: 4560.1403
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4560.9803
Zwart Suède Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4560K.9803*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs

DAMES

Sportief



4550.9892

Zwart Suède Lak

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4550K.9892*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



4550.1603

Taupe Suède Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4550K.1603*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



4550.1403

Bruin Suède Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4550K.1403*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



4550.5603

Blauw Suède Lak

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4550K.5603*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



4550K.1403

Bruin Suède Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Veter Optie: 4550.1403
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4550.9803

Zwart Suède Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4550K.9803*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs

DAMES

Sportief



4570.9822

Zwart Koper Leer Suède

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 4570K.9822*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Laterale Zijde



4570.9826

Zwart Leer Suède Lak

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 4570K.9826*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Laterale Zijde



4570.1462

Bruin Leer Suède

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 4570K.1462*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Laterale Zijde



4570.5636

Blauw Leer Suède

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 4570K.5636*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Laterale Zijde



4570K.1462

Bruin Leer Suède

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Veter Optie: 4570.1462
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4570.1626

Taupe Leer Suède

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 4570K.1626*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Laterale Zijde

* Optie tegen meerprijs

DAMES

Sportief



4620.9892

Zwart Leer Suède Lak

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 4620K.9892*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4620.9893

Zwart Leer Suède Lak

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 4620K.9893*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4620.1693

Taupe Leer Suède Lak

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 4620K.1693*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4620.5692

Blauw Leer Suède Lak

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 4620K.5692*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4620K.1522

Bruin Leer Suède Lak

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Veter Optie: 4620.1522
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4620.9993

Wit Leer Suède

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 4620K.9993*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs

DAMES

Sportief



4326.9736

Off-White Fantasie Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Klittenband Optie: 4326K.9736*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Laterale Zijde



4326.2037

Cognac Fantasie Leer Suède

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Klittenband Optie: 4326K.2037*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Laterale Zijde



4326.9726

Off-White Snake Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Klittenband Optie: 4326K.9726*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Laterale Zijde



4326.9900

Wit Fantasie Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Klittenband Optie: 4326K.9900*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Laterale Zijde



4326K.9736

Off-White Fantasie Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Veter Optie: 4326.9736*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



4326.5603

Blauw Suède Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 4326K.5603*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Laterale Zijde

* Optie tegen meerprijs

DAMES COLLECTIE

Biker Boots



4701.9898
Zwart Leer Mesh

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Klittenband Optie: 4701K.9898*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde



4701.1698
Taupe Zwart Nubuck Mesh

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Klittenband Optie: 4701K.1698*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde



4701.9700
Wit Leer Mesh

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Klittenband Optie: 4701K.9700*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde



4701K.9898
Zwart Leer Mesh

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Veter Optie: 4701.9898
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde

* Optie tegen meerprijs

* Optie tegen meerprijs

DAMES

Biker Boots



4700.9700
Wit Zwart Leer Mesh

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 4700K.9700*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde



4700.9898
Zwart Leer Mesh

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 4700K.9898*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde



4700K.9898
Zwart Leer Mesh

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Veter Optie: 4700.9898
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs

DAMES

Biker Boots



4700.1298
Beige Zwart Suède Mesh

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 4700K.1298*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde

* Optie tegen meerprijs



DAMES

Biker Boots



4322.9800

Zwart Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde



4322.9837

Zwart Croco Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde

DAMES

Biker Boots



4320.9800

Zwart Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Veter Optie: 4321.9800
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde



4320.9837

Zwart Croco Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Veter Optie: 4321.9837
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde



4321.9800

Zwart Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 4320.9800*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde

* Optie tegen meerprijs

* Optie tegen meerprijs



DAMES COLLECTIE

Klassiek



3469K.1436
Bruin Leer Nubuck

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Veter Optie: 3469.1436
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3469.9826
Zwart Leer Nubuck

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 3469K.9826*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



3469.5636
Blauw Leer Nubuck

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 3469K.5636*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



3469.1626
Taupe Leer Nubuck

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 3469K.1626*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



3469.1436
Bruin Leer Nubuck

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 3469K.1436*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs

* Optie tegen meerprijs

DAMES

Klassiek



3467.9826

Zwart Leer Nubuck

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 3467K.9826*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3467.5636

Blauw Leer Nubuck

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 3467K.5636*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3467.1436

Bruin Leer Nubuck

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 3467K.1436*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3467.1626

Taupe Leer Suède

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 3467K.1626*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3467K.1436

Bruin Leer Nubuck

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Veter Optie: 3467.1436
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs

DAMES

Klassiek



3485.9826

Zwart Leer Suède

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3485K.9826*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3485.1426

Bruin Leer Suède

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3485K.1426*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3485.5636

Blauw Leer Suède

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3485K.5636*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3485.1626

Taupe Leer Suède

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3485K.1626*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3485K.5636

Blauw Leer Suède

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Veter Optie: 3485.5636
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3485.1226

Beige Leer Suède

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3485K.1226*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs



DAMES COLLECTIE

Diabetische en Gevoelige Voet

DAMES

Diabetische en Gevoelige Voet



4901.1200
Taupe Leer Suède

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Klittenband Optie: 4901K.1.200*
Kalfsleren Voering Optie: Ja



4901.9800
Zwart Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Klittenband Optie: 4901K.9800*
Kalfsleren Voering Optie: Ja



4901.9900
Wit Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Klittenband Optie: 4901K.9900*
Kalfsleren Voering Optie: Ja



4901K.9900
Wit Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Veter Optie: 4901.9900
Kalfsleren Voering Optie: Ja



4901.0300
Roze Leer Suède

Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Klittenband Optie: 4901K.0300*
Kalfsleren Voering Optie: Ja

* Optie tegen meerprijs

* Optie tegen meerprijs

DAMES

Diabetische en Gevoelige Voet

4900.9900

Wit Leer



Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Klittenband Optie: 4900K.9900*
Kalfsleren Voering Optie: Ja

4900.9800

Zwart Leer



Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Klittenband Optie: 4900K.9800*
Kalfsleren Voering Optie: Ja

4900K.9800

Zwart Leer



Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Veter Optie: 4900.9800
Kalfsleren Voering Optie: Ja

DAMES

Diabetische en Gevoelige Voet

4900.1200

Taupe Leer Suède



Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Klittenband Optie: 4900K.1200*
Kalfsleren Voering Optie: Ja

4900.0300

Roze Leer Suède



Maat: 3 - 9½
Wijdte Sportive Leest: F, H, J, K, M (Pagina 6-7)
Klittenband Optie: 4900K.0300*
Kalfsleren Voering Optie: Ja

* Optie tegen meerprijs



* Optie tegen meerprijs

DAMES

Diabetische en Gevoelige Voet



3345.1200
Beige Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Veter Optie: 3340.1200
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3345.1600
Taupe Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Veter Optie: 3340.1600
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3345.9800
Zwart Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Veter Optie: 3340.9800
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3345.1400
Bruin Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Veter Optie: 3340.1400
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3340.9800
Zwart Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 3345.9800*
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3345.5600
Blauw Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 3340.5600
Kalfsleren Voering Optie: Ja

* Optie tegen meerprijs

DAMES

Diabetische en Gevoelige Voet



3337.9800
Zwart Leer Lycra

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 3337K.9800*
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3337K.9800
Zwart Leer Lycra

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Veter Optie: 3337.9800
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3341.9800
Zwart Leer Lycra

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 3346.9800*
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3346.9800
Zwart Leer Lycra

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Veter Optie: 3341.9800
Kalfsleren Voering Optie: Ja

* Optie tegen meerprijs

DAMES

Diabetische en Gevoelige Voet



3370.1200
Beige Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Gesp Optie: 3371.1200*
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3370.1600
Taupe Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Gesp Optie: 3371.1600*
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3370.9800
Zwart Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Gesp Optie: 3371.9800*
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3370.1400
Bruin Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Gesp Optie: 3371.1400*
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3371.9800
Zwart Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 3370.9800
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3370.5600
Blauw Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Gesp Optie: 3371.5600*
Kalfsleren Voering Optie: Ja

* Optie tegen meerprijs

DAMES

Diabetische en Gevoelige Voet



3335.1200
Beige Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Veter Optie: 3330.1200
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3335.1600
Taupe Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Veter Optie: 3330.1600
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3335.9800
Zwart Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Veter Optie: 3330.9800
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3335.1400
Bruin Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Veter Optie: 3330.1400
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3330.9800
Zwart Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Klittenband Optie: 3335.9800*
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3335.5600
Blauw Leer

Maat: 3 - 9½
Wijdte Leisure Leest: EE, GG, GH, HK, KM (Pagina 8-9)
Wijdte Classic Leest: F, H, J, K, M (Pagina 10-11)
Veter Optie: 3330.5600
Kalfsleren Voering Optie: Ja

* Optie tegen meerprijs

Piedro®
is een toonaangevende
Nederlandse producent van
hoogwaardige Therapeutische en
Semi Orthopedische schoenen.



PIEDRO®
always onestep ahead



PIEDRO®
always onestep ahead

HEREN COLLECTIE

MAATTABEL HEREN


SPORTIVE



Leestafmetingen zijn inclusief ruimte voor een 6mm voetbed.

UK	E							G							
	1 Binnenlengte Schoen	2 Balbreedte	3 Balomvang	4 Lage Wreefmaat	5 Hiel-Wreef- maat	5A Hoge Wreefmaat	6 Teenhoogte	7 Hakhoogte	2 Balbreedte	3 Balomvang	4 Lage Wreefmaat	5 Hiel- Wreefmaat	5A Hoge Wreefmaat	6 Teenhoogte	7 Hakhoogte
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
5	254	84	229	226	319	236	28	15	87	239	236	329	246	29	15
5½	259	85	232	230	324	240	29	15	88	242	239	334	249	30	15
6	262	86	235	233	329	243	29	15	89	245	242	339	252	30	15
6½	267	87	239	236	334	246	29	15	90	249	245	344	255	30	15
7	271	88	242	239	340	249	29	15	91	252	249	350	258	30	15
7½	275	89	245	241	345	252	30	15	92	255	252	355	262	31	15
8	279	90	248	245	350	255	30	15	93	258	255	360	265	31	15
8½	283	91	251	248	355	258	30	15	94	261	258	365	268	31	15
9	288	92	255	251	360	261	31	15	95	264	261	370	271	32	15
9½	292	93	258	255	366	265	31	15	96	268	265	376	275	32	15
10	296	94	261	258	371	268	31	15	97	271	268	381	278	32	15
10½	301	95	264	261	376	270	32	15	98	274	271	386	281	33	15
11	305	96	267	264	381	274	32	15	99	277	274	391	284	33	15
11½	309	97	270	267	386	277	32	15	100	280	277	396	278	33	15
12	314	99	274	270	392	280	32	15	101	283	280	402	290	33	15
12½	318	100	277	273	397	283	33	15	103	287	284	407	294	34	15
13	322	101	280	276	401	286	33	15	104	290	287	412	297	34	15
13½	326	102	283	280	407	290	33	15	105	293	290	417	300	34	15

UK	I							K							M							
	1 Binnenlengte Schoen	2 Balbreedte	3 Balomvang	4 Lage Wreefmaat	5 Hiel-Wreef- maat	5A Hoge Wreefmaat	6 Teenhoogte	7 Hakhoogte	2 Balbreedte	3 Balomvang	4 Lage Wreefmaat	5 Hiel- Wreefmaat	5A Hoge Wreefmaat	6 Teenhoogte	7 Hakhoogte	2 Balbreedte	3 Balomvang	4 Lage Wreefmaat	5 Hiel- Wreefmaat	5A Hoge Wreefmaat	6 Teenhoogte	7 Hakhoogte
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
5	254	90	249	246	334	256	30	15	93	259	256	337	266	31	15	96	269	266	349	276	32	15
5½	258	91	252	249	339	259	31	15	94	262	259	342	269	32	15	97	272	269	354	279	33	15
6	262	92	255	252	344	262	31	15	95	265	262	347	272	32	15	98	275	272	359	282	33	15
6½	267	93	259	255	349	265	31	15	96	268	265	353	275	32	15	99	278	275	364	285	33	15
7	271	94	262	259	355	269	31	15	97	272	269	358	279	32	15	100	282	279	370	289	33	15
7½	275	95	265	262	360	271	32	15	98	275	272	363	282	33	15	101	285	282	375	292	34	15
8	279	96	268	265	365	275	32	15	99	278	275	368	285	33	15	102	288	285	380	295	34	15
8½	283	97	271	268	370	278	32	15	100	281	278	373	288	33	15	103	291	288	385	298	34	15
9	288	98	274	271	375	281	33	15	101	284	281	379	291	34	15	104	294	291	390	301	35	15
9½	292	99	278	275	381	285	33	15	102	288	285	384	295	34	15	105	298	296	396	305	35	15
10	296	100	281	278	386	288	33	15	103	291	288	389	298	34	15	106	301	298	401	308	35	15
10½	300	101	284	281	391	291	34	15	104	294	291	394	301	35	15	107	304	301	406	311	35	15
11	305	102	287	284	396	294	34	15	105	297	294	399	304	35	15	108	307	304	411	314	36	15
11½	309	103	290	287	401	297	34	15	106	300	297	405	307	35	15	109	310	307	416	317	36	15
12	313	104	293	290	407	300	34	15	107	303	300	410	310	35	15	110	313	310	422	320	36	15
12½	317	106	297	294	412	304	35	15	109	307	304	415	314	36	15	112	317	314	427	324	37	15
13	322	107	300	297	417	307	35	15	110	310	307	420	317	36	15	113	320	317	432	327	37	15
13½	326	108	303	300	422	310	35	15	111	313	310	425	320	36	15	114	323	320	437	330	37	15



MAATTABEL HEREN


FLEXIBELE MAAKWIJZE



Leestafmetingen zijn inclusief ruimte voor een 6mm voetbed.

UK	E							G							
	1 Binnenlengte Schoen	2 Balbreedte	3 Balomvang	4 Lage Wreefmaat	5 Hiel-Wreef- maat	5A Hoge Wreefmaat	6 Teenhoogte	7 Haksprong	2 Balbreedte	3 Balomvang	4 Lage Wreefmaat	5 Hiel Wreefmaat	5A Hoge Wreefmaat	6 Teenhoogte	7 Haksprong
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
5	261	89	227	226	312	239	28	15	91	237	236	322	249	29	15
5½	265	90	230	229	317	242	29	16	92	240	239	327	252	30	16
6	269	91	234	233	322	245	29	16	93	244	243	332	255	30	16
6½	273	92	237	236	328	249	29	16	94	247	246	338	259	30	16
7	278	93	240	239	333	252	30	17	95	250	249	343	262	31	17
7½	282	94	243	242	338	255	30	20	96	253	252	348	265	31	20
8	286	95	246	245	343	258	30	20	97	256	255	353	268	31	20
8½	290	96	250	249	349	261	31	21	98	260	259	358	271	32	21
9	294	97	253	252	354	264	31	21	99	263	262	364	274	32	21
9½	299	98	256	255	359	268	31	21	100	266	265	369	278	32	21
10	303	99	259	258	364	271	32	22	101	269	268	374	281	33	22
10½	307	100	262	261	369	274	32	22	103	272	271	379	284	33	22
11	311	101	265	264	375	277	32	22	104	275	274	384	287	33	22
11½	316	102	269	268	380	280	33	22	105	279	278	389	290	34	22
12	320	103	272	271	385	283	33	23	106	282	281	395	293	34	23
12½	324	104	275	274	390	286	33	23	107	285	284	400	297	34	23
13	328	105	278	277	395	290	34	23	108	288	287	405	300	35	23
13½	332	106	281	280	400	293	34	24	109	291	290	410	303	35	24

UK	I							K							M								
	1 Binnenlengte Schoen	2 Balbreedte	3 Balomvang	4 Lage Wreefmaat	5 Hiel-Wreef- maat	5A Hoge Wreefmaat	6 Teenhoogte	7 Haksprong	2 Balbreedte	3 Balomvang	4 Lage Wreefmaat	5 Hiel-Wreef- maat	5A Hoge Wreefmaat	6 Teenhoogte	7 Haksprong	2 Balbreedte	3 Balomvang	4 Lage Wreefmaat	5 Hiel-Wreef- maat	5A Hoge Wreefmaat	6 Teenhoogte	7 Haksprong	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
5	261	93	247	246	332	259	30	15	96	257	256	341	269	32	15	98	267	266	352	279	34	15	
5½	265	94	250	249	337	262	31	16	97	260	259	347	272	32	16	99	270	269	357	282	35	16	
6	269	95	254	253	342	265	31	16	98	264	263	352	275	33	16	100	274	273	362	285	35	16	
6½	273	97	257	256	348	269	31	16	99	267	266	358	279	33	16	101	277	276	368	289	35	16	
7	278	98	260	259	353	272	32	17	100	270	269	363	282	34	17	102	280	279	373	292	36	17	
7½	282	99	263	262	358	275	32	20	102	273	272	368	285	34	20	103	283	282	379	295	36	20	
8	286	100	266	265	363	278	32	20	102	276	275	373	288	34	20	104	286	285	383	298	36	20	
8½	290	101	270	269	368	281	33	21	103	280	279	378	291	35	21	106	290	289	388	301	37	21	
9	294	102	273	272	374	284	33	21	104	283	282	384	294	35	21	107	293	292	394	304	37	21	
9½	299	103	276	275	379	288	33	21	105	286	285	389	298	35	21	108	296	295	399	308	38	21	
10	303	104	279	278	384	291	34	22	106	289	288	394	301	36	22	109	299	298	404	311	38	22	
10½	307	105	282	281	389	294	34	22	107	292	291	399	304	36	22	110	302	301	409	314	38	22	
11	311	106	285	284	394	297	35	22	108	295	294	404	307	36	22	111	305	304	414	317	39	22	
11½	316	107	289	288	399	300	35	22	110	299	298	410	310	37	22	112	309	308	420	320	39	22	
12	320	108	292	291	405	303	35	23	111	302	301	415	313	37	23	113	312	311	425	323	39	23	
12½	324	109	295	294	410	307	36	23	112	305	304	420	317	37	23	114	315	314	430	327	40	23	
13	328	110	298	297	415	310	36	23	113	308	307	425	320	38	23	115	318	317	435	330	40	23	
13½	332	111	301	300	420	313	36	24	114	311	310	430	323	38	24	116	321	320	440	333	40	24	



MAATTABEL HEREN


AGO MAAKWIJZE



Leestafmetingen zijn inclusief ruimte voor een 6mm voetbed.

UK	E							G							
	1 Binnenlengte Schoen	2 Balbreedte	3 Balomvang	4 Lage Wreefmaat	5 Hiel- Wreef- maat	5A Hoge Wreefmaat	6 Teenhoogte	7 Haksprong	2 Balbreedte	3 Balomvang	4 Lage Wreefmaat	5 Hiel- Wreef- maat	5A Hoge Wreefmaat	6 Teenhoogte	7 Haksprong
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
5	255	84	223	223	334	233	24	8	91	233	233	344	243	25	8
5½	260	85	227	227	339	236	24	9	92	237	237	349	246	25	9
6	264	85	229	229	344	238	25	9	93	239	239	354	248	26	9
6½	268	86	231	231	348	241	25	9	94	241	241	358	251	26	9
7	272	87	234	234	352	244	25	9	94	244	244	362	254	26	9
7½	276	88	236	236	357	246	25	10	95	246	246	367	256	27	10
8	280	89	240	240	362	249	26	10	96	250	250	372	259	27	10
8½	285	90	242	242	367	252	26	10	97	252	252	376	262	27	10
9	289	91	245	245	371	254	26	11	98	255	255	381	264	28	11
9½	293	92	248	248	376	257	27	11	99	258	258	386	267	28	11
10	297	93	250	250	380	260	27	11	100	260	260	390	270	28	11
10½	302	94	253	253	385	263	27	12	101	263	263	395	273	29	12
11	306	94	256	256	390	265	28	12	102	266	266	400	275	29	12
11½	310	95	258	258	394	268	28	12	103	268	268	404	278	29	12
12	314	96	261	261	399	271	28	12	103	271	271	409	281	30	12
12½	319	97	264	264	403	273	29	13	104	274	274	413	283	30	13
13	322	98	266	266	408	276	29	13	105	276	276	418	286	30	13
13½	326	99	269	269	414	279	29	13	105	279	279	424	289	30	13

UK	I							K							M							
	1 Binnenlengte Schoen	2 Balbreedte	3 Balomvang	4 Lage Wreefmaat	5 Hiel- Wreef- maat	5A Hoge Wreefmaat	6 Teenhoogte	7 Haksprong	2 Balbreedte	3 Balomvang	4 Lage Wreefmaat	5 Hiel- Wreef- maat	5A Hoge Wreefmaat	6 Teenhoogte	7 Haksprong	2 Balbreedte	3 Balomvang	4 Lage Wreefmaat	5 Hiel- Wreef- maat	5A Hoge Wreefmaat	6 Teenhoogte	7 Haksprong
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
5	255	94	243	243	354	253	26	8	98	253	253	364	263	28	8	102	263	263	374	273	28	8
5½	260	95	247	247	359	256	27	9	99	257	257	369	266	28	9	103	267	267	379	276	28	9
6	264	96	249	249	364	258	27	9	100	259	259	374	268	28	9	103	269	269	384	278	28	9
6½	268	97	251	251	368	261	27	9	101	261	261	378	271	29	9	104	271	271	388	281	29	9
7	272	98	254	254	372	264	28	9	102	264	264	382	274	29	9	105	274	274	392	284	29	9
7½	276	99	256	256	377	266	28	10	103	266	266	387	276	29	10	106	276	276	397	286	29	10
8	280	100	260	260	382	269	28	10	103	270	270	392	279	30	10	107	280	280	402	289	30	10
8½	285	101	262	262	387	272	29	10	104	272	272	397	282	30	10	108	282	282	407	292	30	10
9	289	102	265	265	394	274	29	11	105	275	275	401	284	30	11	109	285	285	411	294	30	11
9½	293	103	268	268	396	277	29	11	106	278	278	406	287	30	11	110	288	288	416	297	30	11
10	297	103	270	270	400	280	30	11	107	280	280	410	290	31	11	111	290	290	420	300	31	11
10½	302	104	273	273	405	283	30	12	108	283	283	415	293	31	12	112	293	293	425	303	31	12
11	306	105	276	276	410	285	30	12	109	286	286	420	295	31	12	112	296	296	430	305	31	12
11½	310	106	278	278	414	288	30	12	110	288	288	424	298	32	12	113	298	298	434	308	32	12
12	314	107	281	281	419	291	31	12	111	291	291	429	301	32	12	114	301	301	439	311	32	12
12½	319	108	284	284	423	293	31	13	112	294	294	433	303	32	13	115	304	304	443	313	32	13
13	322	109	286	286	428	296	31	13	112	296	296	438	306	33	13	116	306	306	448	316	33	13
13½	326	110	289	289	434	299	31	13	113	299	299	444	309	33	13	117	309	309	454	319	33	13




MAATTABEL HEREN

DIABETISCHE EN GEVOELIGE VOET

AGO MAAKWIJZE

Leestafmetingen zijn inclusief ruimte voor een 6mm voetbed.

UK	H Breed en Diep							K Breed en Diep							
	1	2	3	4	5	5A	6	7	2	3	4	5	5A	6	7
	Binnenlengte Schoen	Balbreedte	Balomvang	Lage Wreefmaat	Hiel-Wreefmaat	Hoge Wreefmaat	Teenhoogte	Haksprong	Balbreedte	Balomvang	Lage Wreefmaat	Hiel-Wreefmaat	Hoge Wreefmaat	Teenhoogte	Haksprong
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
5	252	96	253	253	339	257	31	8	96	268	268	349	272	36	8
5½	256	96	255	255	344	260	31	8	96	271	271	354	275	36	8
6	261	97	258	258	348	262	32	9	97	273	273	358	277	37	9
6½	265	98	261	261	353	265	32	9	98	276	276	363	280	37	9
7	270	99	263	263	357	267	32	9	99	278	278	367	282	37	9
7½	274	100	266	266	362	270	33	10	100	281	281	372	285	38	10
8	278	101	269	269	367	273	33	10	101	284	284	377	288	38	10
8½	282	102	271	271	371	275	33	10	102	286	286	381	290	38	10
9	286	103	274	274	376	278	34	11	103	289	289	386	293	39	11
9½	290	104	277	277	380	281	34	11	104	292	292	390	296	39	11
10	295	105	280	280	385	284	34	11	105	295	295	395	299	39	11
10½	300	105	282	282	390	286	35	12	105	297	297	400	301	40	12
11	303	106	285	285	394	289	35	12	106	300	300	404	304	40	12
11½	308	107	288	288	399	292	35	12	107	303	303	409	307	40	12
12	312	108	290	290	403	294	36	13	108	305	305	413	309	41	13
12½	316	109	293	293	408	297	36	13	109	308	308	418	312	41	13
13	320	110	296	296	413	300	36	13	110	311	311	423	315	41	13
13½	325	111	298	298	417	302	37	13	111	313	313	427	317	41	13



Piedro® is een toonaangevende Nederlandse producent van hoogwaardige Therapeutische en Semi Orthopedische schoenen.





HEREN COLLECTIE

Sportief

HEREN

Sportief



5315.1212
Off-White Suède Leer Mesh

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5315K.1212*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5315.8036
Grijs Multi Colour Suède Leer Mesh

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5315K.8036*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5315.4398
Kaki Zwart Suède Leer Mesh

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5315K.4398*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5315K.1212
Off-White Suède Leer Mesh

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Veter Optie: 5315.1212
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5315.9880
Zwart Suède Leer Mesh

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5315K.9880*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs

* Optie tegen meerprijs



HEREN

Sportief



5314.1256
Beige Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5314K.1256*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5314.1556
Bruin Blauw Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5314K.1556*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5314.5697
Donkerblauw Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5314K.5697*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5314.2036
Cognac Blauw Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5314K.2036*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5314.8056
Grijs Antraciet Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Klittenband Optie: 5314K.8056*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5314K.5697
Donkerblauw Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Veter Optie: 5314.5697
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5314.9898
Zwart Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5314K.9898*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs

* Optie tegen meerprijs

HEREN

Sportief



5305.9898

Zwart Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5305K.9898*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



5305.5697

Donkerblauw Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5305K.5697*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



5305.1256

Beige Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5305K.1256*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



5305.1556

Bruin Blauw Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5305K.1556*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



5305K.1256

Beige Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Veter Optie: 5305.1256
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

HEREN

Sportief



5305.2036

Cognac Blauw Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5305K.2036*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



5305.8056

Grijs Antraciet Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Klittenband Optie: 5305K.8056*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



* Optie tegen meerprijs

* Optie tegen meerprijs



HEREN

Sportief



5312.1256
Beige Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5312K.1256*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5312.2036
Cognac Blauw Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5312K.2036*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

5312.1556
Bruin Blauw Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5312K.1556*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5312.8056
Grijs Antraciet Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Klittenband Optie: 5312K.8056*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5312.9898
Zwart Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5312K.9898*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

5312.5697
Donkerblauw Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5312K.5697*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5312K.8056
Grijs Antraciet Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Veter Optie: 5312.8056
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs

* Optie tegen meerprijs

HEREN

Sportief



5304.5697
Donkerblauw Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5304K.5697*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



5304.1556
Bruin Blauw Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5304K.1556*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



5304.9898
Zwart Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5304K.9898*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



5304.2036
Cognac Blauw Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5304K.2036*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



5304K.9898
Zwart Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Veter Optie: 5304.9898
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

HEREN

Sportief



5304.8056
Grijs Antraciet Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Klittenband Optie: 5304K.8056*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



5304.1256
Beige Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5304K.1256*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs



* Optie tegen meerprijs



HEREN

Sportief



5313.1556
Bruin Blauw Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5313K.1556*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5313.8056
Grijs Antraciet Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Klittenband Optie: 5313K.8056*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

5313.5697
Donkerblauw Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5313K.5697*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5313.1256
Beige Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5313K.1256*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5313.9898
Zwart Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5313K.9898*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

5313.2036
Cognac Blauw Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5313K.2036*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5313K.1256
Beige Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Veter Optie: 5313.1256
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs

* Optie tegen meerprijs

HEREN

Sportief



5303.1556
Bruin Blauw Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5303K.1556*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



5303.5697
Donkerblauw Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5303K.5697*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



5303.1256
Beige Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5303K.1256*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



5303.9898
Zwart Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5303K.9898*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



5303K.2036
Cognac Blauw Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Veter Optie: 5303.2036
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

HEREN

Sportief



5303.8056
Grijs Antraciet Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Klittenband Optie: 5303K.8056*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



5303.2036
Cognac Blauw Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5303K.2036*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



* Optie tegen meerprijs

* Optie tegen meerprijs



HEREN

Sportief



5302.2098
Cognac Zwart Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Klittenband Optie: 5302K.2098*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5302.5600
Blauw Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5302K.5600*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5302.5697
Blauw Off-White Nubuck

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Klittenband Optie: 5302K.5697*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5302.2302
Olijf Groen Zwart Nubuck

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Klittenband Optie: 5302K.2302*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5302.9800
Zwart Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5302K.9800*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5302.9880
Zwart Grijs Nubuck

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Klittenband Optie: 5302K.9880*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5302K.2302
Olijf Groen Zwart Nubuck

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Veter Optie: 5302.2302
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs
Bij stretch voorblad vervalt de perforatie

* Optie tegen meerprijs
Bij stretch voorblad vervalt de perforatie

HEREN

Sportief



5301.5697
Blauw Off-White Nubuck

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Klittenband Optie: 5301K.5697*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5301.5600
Blauw Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5301K.5600*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5301.9800
Zwart Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5301K.9800*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5301.9880
Zwart Grijs Nubuck

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Klittenband Optie: 5301K.9880*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5301K.2098
Cognac Zwart Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Veter Optie: 5301.2098
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

HEREN

Sportief

5301.2302
Olijf Groen Zwart Nubuck

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Klittenband Optie: 5301K.2302*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5301.2098
Cognac Zwart Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Klittenband Optie: 5301K.2098*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



* Optie tegen meerprijs
Bij stretch voorblad vervalt de perforatie



* Optie tegen meerprijs
Bij stretch voorblad vervalt de perforatie



HEREN

Sportief



5300.2098
Cognac Zwart Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Klittenband Optie: 5300K.2098*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5300.5600
Blauw Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5300K.5600*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5300.2302
Olijf Groen Zwart Nubuck

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Klittenband Optie: 5300K.2302*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5300.5697
Blauw Off-White Nubuck

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Klittenband Optie: 5300K.5697*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5300.9800
Zwart Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 5300K.9800*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5300.9880
Zwart Grijs Nubuck

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Klittenband Optie: 5300K.9880*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



5300K.5697
Blauw Off-White Nubuck

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Veter Optie: 5300.5697
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs
Bij stretch voorblad vervalt de perforatie

* Optie tegen meerprijs
Bij stretch voorblad vervalt de perforatie

HEREN

Sportief

5310.9802

Zwart Nubuck



Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5310K.9802*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*

5310.5698

Blauw Zwart Nubuck



Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5310K.5698*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*

5310K.5698

Blauw Zwart Nubuck



Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Veter Optie: 5310.5698*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

HEREN

Sportief

5310.4398

Olijf Groen Zwart Nubuck



Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5310K.4398*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*

5310.9900

Wit Zwart Leer



Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5310K.9900*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs



* Optie tegen meerprijs



HEREN

Sportief

5306.8098

Grijs Zwart Nubuck Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5306K.8098*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



5306.1598

Donkerbruin Zwart Suède Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5306K.1598*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



5306.9802

Zwart Nubuck Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5306K.9802*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



5306.1698

Taupe Zwart Suède Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5306K.1698*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



5306K.9802

Zwart Nubuck Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Veter Optie: 5306.9802
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



* Optie tegen meerprijs

* Optie tegen meerprijs

HEREN

Sportief



5308.9802

Zwart Nubuck Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5308K.9802*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



5308.2398

Olijf Groen Zwart Nubuck Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5308K.2398*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



5308K.0798

Oker Zwart Nubuck Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Veter Optie: 5308.0798
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

HEREN

Sportief



5308.2098

Cognac Zwart Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5308K.2098*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*



5308.0798

Oker Zwart Nubuck Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5308K.0798*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs



* Optie tegen meerprijs



HEREN

Sportief

5309.9900
Wit Zwart Leer



Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5309K.9900*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*

5309.9803
Zwart Suède Leer



Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5309K.9803*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*

5309.8003
Grijs Zwart Suède



Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5309K.8003*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*

5309.1503
Bruin Zwart Suède Leer



Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5309K.1503*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*

5309K.8003
Grijs Zwart Suède



Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Veter Optie: 5309.8003
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs

* Optie tegen meerprijs

HEREN

Sportief

5311.4398

Olijf Groen Zwart Nubuck



Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5311K.4398*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*

5311.9900

Wit Zwart Leer



Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5311K.9900*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*

5311K.9900

Wit Zwart Leer



Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Veter Optie: 5311.9900
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

HEREN

Sportief

5311.9802

Zwart Nubuck Leer



Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5311K.9802*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*

5311.5698

Blauw Zwart Nubuck Leer



Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5311K.5698*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Mediale Zijde Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs



* Optie tegen meerprijs

HEREN

Sportief

5316.5620

Donkerblauw Cognac Leer Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband optie: 5316K.5620*
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Laterale Zijde



5316.8520

Antraciet Cognac Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband optie: 5316K.8520*
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Laterale Zijde



5316.9820

Zwart Cognac Leer Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband optie: 5316K.9820*
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*
Rits Laterale Zijde



* Optie tegen meerprijs
Bij stretch voorblad vervalt de perforatie
Bij klittenband vervalt laterale rits

HEREN

Sportief



3604.9880
Zwart Suède Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3603.9880*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3604.1214
Beige Suède Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3603.1214*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3604.1519
Bruin Suède Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3603.1519*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3604.8097
Grijs Suède Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Klittenband Optie: 3603.8097*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3603.1519
Bruin Suède Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Veter Optie: 3604.1519
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3604.5660
Blauw Suède Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3603.5660*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs

HEREN

Sportief



3606.9880
Zwart Suède Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3605.9880*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3606.1214
Beige Suède Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3605.1214*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3606.8097
Grijs Suède Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Klittenband Optie: 3605.8097*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3606.1519
Bruin Suède Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3605.1519*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3605.8097
Grijs Suède Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Veter Optie: 3606.8097
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3606.5660
Blauw Suède Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3605.5660*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs

HEREN

Sportief



3614.9803
Zwart Suède Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3613.9803*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3614.1636
Taupe Suède Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3613.1636*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3614.5603
Blauw Suède Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3613.5603*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3614.1536
Bruin Suède Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3613.1536*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3613.5603
Blauw Suède Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Veter Optie: 3614.5603
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3612.9803
Zwart Suède Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3611.9803*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3612.1214
Taupe Suède Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3611.1214*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3612.1503
Bruin Suède Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3611.1503*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3612.5603
Blauw Suède Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3611.5603*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3611.1503
Bruin Suède Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Veter Optie: 3612.1503
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs

* Optie tegen meerprijs

HEREN

Sportief



3618.9836

Zwart Suède Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Klittenband Optie: 3617.9836*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3618.8036

Grijs Suède Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Klittenband Optie: 3617.8036*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3618.1536

Bruin Suède Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Klittenband Optie: 3617.1536*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3618.5611

Blauw Jeans Suède Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Klittenband Optie: 3617.5611*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3617.1536

Bruin Suède Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Veter Optie: 3618.1536
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3627.9880

Zwart Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3627K.9880*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3627.2303

Olijf Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Klittenband Optie: 3627K.2303*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3627.5603

Blauw Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3627K.5603*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3627.9937

Wit Zwart Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3627K.9937*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3627K.5603

Blauw Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Veter Optie: 3627.5603
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs

* Optie tegen meerprijs
Bij stretch voorblad vervalt de perforatie

HEREN

Sportief



3628.9800
Zwart Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Klittenband Optie: 3628K.9800*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3628.2000
Cognac Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Klittenband Optie: 3628K.2000*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3628.5600
Blauw Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Klittenband Optie: 3628K.5600*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3628K.5600
Blauw Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Veter Optie: 3628.5600
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

HEREN

Sportief



3590.9802
Zwart Nubuck

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Klittenband Optie: 3591.9802*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3590.1502
Bruin Nubuck

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Klittenband Optie: 3591.1502*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3590.5602
Donkerblauw Nubuck

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Klittenband Optie: 3591.5602*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3590.0702
Oker Bruin Nubuck

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Klittenband Optie: 3591.0702*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3591.5602
Donkerblauw Nubuck

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Veter Optie: 3590.5602
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3591.0702
Oker Bruin Nubuck

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Veter Optie: 3590.0702
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs

HEREN COLLECTIE

Klassiek



HEREN

Klassiek



3542.2003
Cognac Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3543.2003*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3542.9802
Zwart Nubuck

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3543.9802*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3542.1500
Bruin Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3543.1500*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3543.2003
Cognac Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Veter Optie: 3542.2003
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3542.9803
Zwart Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3543.9803*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs

* Optie tegen meerprijs

HEREN

Klassiek



3540.2003
Cognac Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3541.2003*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3540.1502
Bruin Nubuck

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Nee
Klittenband Optie: 3541.1502*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3540.1500
Bruin Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3541.1500*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3540.9802
Zwart Nubuck

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3541.9802*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3541.1500
Bruin Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Veter Optie: 3540.1500
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3540.9800
Zwart Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3541.9800*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs

HEREN

Klassiek



3599.2003
Cognac Leer Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3599K.2003*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3599.1500
Bruin Leer Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3599K.1500*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3599.9800
Zwart Leer Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3599K.9800*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs

HEREN

Klassiek



3597.9800
Zwart Leer Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3597K.9800*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3597.1500
Bruin Leer Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3597K.1500*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3597.2003
Cognac Leer Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3597K.2003*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

HEREN

Klassiek



3598.9800
Zwart Leer Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3598K.9800*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3598.1500
Bruin Leer Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3598K.1500*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3598.2003
Cognac Leer Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3598K.2003*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs

* Optie tegen meerprijs

HEREN

Klassiek



3595.9800
Zwart Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3595K.9800*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3595.9802
Zwart Nubuck

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3595K.9802*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3595.1500
Donkerbruin Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3595K.1500*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3595.1502
Donkerbruin Nubuck

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3595K.1502*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3595.2003
Cognac Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3595K.2003*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

HEREN

Klassiek



3596.9800
Zwart Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3596K.9800*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3596.9802
Zwart Nubuck

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3596K.9802*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3596.1500
Donkerbruin Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3596K.1500*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3596.1502
Donkerbruin Nubuck

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3596K.1502*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3596.2003
Cognac Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3596K.2003*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs

* Optie tegen meerprijs

HEREN

Klassiek



3502.2003
Cognac Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3502K.2003*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3506.2057
Cognac Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3506K.2057*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3504.2057
Cognac Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3504K.2057*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3508.2057
Cognac Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3508K.2057*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3502.1503
Donkerbruin Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3502K.1503*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3506.1457
Bruin Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3506K.1457*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3504.9803
Zwart Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3504K.9803*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3508.1457
Bruin Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3508K.1457*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3502.9803
Zwart Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3502K.9803*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3506.9800
Zwart Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3506K.9800*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3504.9898
Zwart Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3504K.9898*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*



3508.9857
Zwart Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3508K.9857*
Ademende Diabetische Voering Optie: Ja*

* Optie tegen meerprijs

* Optie tegen meerprijs



HEREN COLLECTIE

Diabetische en Gevoelige Voet

HEREN

Diabetische en Gevoelige Voet



5200.9900
Wit Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5200K.9900*
Kalfsleren Voering Optie: Ja



5200.2000
Cognac Leer Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5200K.2000*
Kalfsleren Voering Optie: Ja



5200.5600
Blauw Leer Suède

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5200K.5600*
Kalfsleren Voering Optie: Ja



5200K.9900
Wit Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Veter Optie: 5200.9900
Kalfsleren Voering Optie: Ja



5200.9800
Zwart Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5200K.9800*
Kalfsleren Voering Optie: Ja

* Optie tegen meerprijs

* Optie tegen meerprijs



HEREN

Diabetische en Gevoelige Voet

5201.2000
Cognac Leer Suède



Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5201K.2000*
Kalfsleren Voering Optie: Ja

5201.5600
Blauw Leer Suède



Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5201K.5600*
Kalfsleren Voering Optie: Ja

5201.9900
Wit Leer



Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5201K.9900*
Kalfsleren Voering Optie: Ja

5201K.5600
Blauw Leer Suède



Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Veter Optie: 5201.5600
Kalfsleren Voering Optie: Ja

5201.9800
Zwart Leer



Maat: 5 - 13½
Wijdte Sportive Leest: E, G, I, K, M (Pagina 60-61)
Klittenband Optie: 5201K.9800*
Kalfsleren Voering Optie: Ja

* Optie tegen meerprijs

* Optie tegen meerprijs

HEREN

Diabetische en Gevoelige voet



3390.9800

Zwart Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest Diabetisch: H, K (Pagina 66)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3395.9800*
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3380.9800

Zwart Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest Diabetisch: H, K (Pagina 66)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3585.9800*
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3395.9800

Zwart Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest Diabetisch: H, K (Pagina 66)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Veter Optie: 3390.9800
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3585.9800

Zwart Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest Diabetisch: H, K (Pagina 66)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Veter Optie: 3380.9800
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3395.1500

Donkerbruin Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest Diabetisch: H, K (Pagina 66)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Veter Optie: 3390.1500
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3585.1500

Donkerbruin Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest Diabetisch: H, K (Pagina 66)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Veter Optie: 3380.1500
Kalfsleren Voering Optie: Ja

* Optie tegen meerprijs

HEREN

Diabetische en Gevoelige voet



3310.9800

Zwart Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest Diabetisch: H, K (Pagina 66)
Klittenband Optie: 3315.9800*
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3310.1500

Donkerbruin Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest Diabetisch: H, K (Pagina 66)
Klittenband Optie: 3315.1500*
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3315.9800

Zwart Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest Diabetisch: H, K (Pagina 66)
Veter Optie: 3310.9800
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3315.1500

Donkerbruin Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest Diabetisch: H, K (Pagina 66)
Veter Optie: 3310.1500
Kalfsleren Voering Optie: Ja

* Optie tegen meerprijs

HEREN

Diabetische en Gevoelige voet



3640.2006
Cognac Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3641.2006*
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3640.1506
Donkerbruin Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3641.1506*
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3641.2006
Cognac Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Veter Optie: 3640.2006
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3640.9800
Zwart Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte AGO Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 64-65)
Voorblad in Stretch Mogelijk: Ja*
Klittenband Optie: 3641.9800*
Kalfsleren Voering Optie: Ja

HEREN

Diabetische en Gevoelige voet



3520.9800
Zwart Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3521.9800*
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3520.1500
Donkerbruin Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3521.1500*
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3521.9800
Zwart Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Veter Optie: 3520.9800
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3524.1500
Donkerbruin Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Veter Optie: 3522.1500
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3522.9800
Zwart Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3524.9800*
Kalfsleren Voering Optie: Ja



3522.1500
Donkerbruin Leer

Maat: 5 - 13½
Wijdte Flexibele Maakwijze Leest: E, G, I, K, M (Pagina 62-63)
Klittenband Optie: 3524.1500*
Kalfsleren Voering Optie: Ja

* Optie tegen meerprijs

* Optie tegen meerprijs

LOOPZOLEN

Piedro® levert, Lichtgewicht, Schrooi- en Kuipzolen.

Rubber Loopplaat
Runner




Beschikbaar in EVA opbouw kleuren:



Combineer een PU/ EVA Kuipzool met een Loopplaat

Rubber Loopplaat - **Fish**



Rubber Loopplaat - **Piedro**




EVA Loopplaat - **Nora® Astro Star**
Lichtgewicht



Piedro®
is een toonaangevende
Nederlandse producent van
hoogwaardige Therapeutische en
Semi Orthopedische schoenen.



HET METEN VAN DE VOET



Order Nummer Specialist

Adres

Client Leest Details Datum



Piedro® Schoenen Collectie

Artikel

Model Nummer Kleur Nummer Maat Breedte

Korset L R Revalidatie L R

AFO L R Anti-Varus L R

Voet en Onderbeen Maten

	Links	Rechts
1. Voet Lengte	mm	mm
2. Balbreedte	mm	mm
3. Balomvang	mm	mm
4. Lage Wreefmaat	mm	mm
5. Hiel-Wreefmaat	mm	mm
5A. Hoge Wreefmaat	mm	mm
6. Teenhoogte	mm	mm

Been Omvang

	Links	Hoogte	Rechts
	mm	10cm	mm
	mm	15cm	mm
	mm	20cm	mm
	mm	25cm	mm

Plastic Pas Schoen

Leest Aanpassingen

	Links	Rechts
1. Lateraal Bal Verbreding	mm	mm
2. Mediaal Bal Verbreding	mm	mm
3. Lateraal Hiel Verbreding	mm	mm
4. Mediaal Hiel Verbreding	mm	mm
5. Hamer Tenen	mm	mm
6. Bunionette	mm	mm
7. Hallux Valgus	mm	mm
8. Voorvoet Verdieping	mm	mm
9. Totaal Verdieping	mm	mm
10. Wreef Kap	mm	mm
11. 90° Hiel Lijn	mm	mm
12. Verdieping Hak	mm	mm

Schacht Aanpassingen

Voering	Sluitings	Klittenbanden	Contrefort Hardheid	Neuskap	Contrefort
Leer <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	Veterring <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	Klittenband <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	Zacht <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	Zacht <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	Hiel Exostosis <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
Synthetisch Bont <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	Haken <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	Kruis Klittenband <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	Standaard <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	Hard <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	Geen <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
Echt Bont <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	D-Ringen <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	Eenhands Sluiting <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	Hard <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	Vleugel Neus <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	Stretch Leer <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R
Diabetisch <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	Blinde Ringen <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	Losse Klittenband <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	Dubbel <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R		
Sympatex <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R	Gespen <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R		Extra Polstering <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R		

Zool & Hak Aanpassingen

Zool Verhoging	Zool Schoring	Hak Schoring	Zool Wig	Hak Wig																																																												
<table border="1"> <tr><th></th><th>Links</th><th>Rechts</th></tr> <tr><td>Tenen</td><td>mm</td><td>mm</td></tr> <tr><td>Bal</td><td>mm</td><td>mm</td></tr> <tr><td>Hak</td><td>mm</td><td>mm</td></tr> </table>		Links	Rechts	Tenen	mm	mm	Bal	mm	mm	Hak	mm	mm	<table border="1"> <tr><th></th><th>Links Mediaal</th><th>Rechts Mediaal</th></tr> <tr><td></td><td>mm</td><td>mm</td></tr> <tr><th></th><th>Links Lateraal</th><th>Rechts Lateraal</th></tr> <tr><td></td><td>mm</td><td>mm</td></tr> </table>		Links Mediaal	Rechts Mediaal		mm	mm		Links Lateraal	Rechts Lateraal		mm	mm	<table border="1"> <tr><th></th><th>Links Mediaal</th><th>Rechts Mediaal</th></tr> <tr><td></td><td>mm</td><td>mm</td></tr> <tr><th></th><th>Links Lateraal</th><th>Rechts Lateraal</th></tr> <tr><td></td><td>mm</td><td>mm</td></tr> </table>		Links Mediaal	Rechts Mediaal		mm	mm		Links Lateraal	Rechts Lateraal		mm	mm	<table border="1"> <tr><th></th><th>Links Mediaal</th><th>Rechts Mediaal</th></tr> <tr><td></td><td>mm</td><td>mm</td></tr> <tr><th></th><th>Links Lateraal</th><th>Rechts Lateraal</th></tr> <tr><td></td><td>mm</td><td>mm</td></tr> </table>		Links Mediaal	Rechts Mediaal		mm	mm		Links Lateraal	Rechts Lateraal		mm	mm	<table border="1"> <tr><th></th><th>Links Mediaal</th><th>Rechts Mediaal</th></tr> <tr><td></td><td>mm</td><td>mm</td></tr> <tr><th></th><th>Links Lateraal</th><th>Rechts Lateraal</th></tr> <tr><td></td><td>mm</td><td>mm</td></tr> </table>		Links Mediaal	Rechts Mediaal		mm	mm		Links Lateraal	Rechts Lateraal		mm	mm
	Links	Rechts																																																														
Tenen	mm	mm																																																														
Bal	mm	mm																																																														
Hak	mm	mm																																																														
	Links Mediaal	Rechts Mediaal																																																														
	mm	mm																																																														
	Links Lateraal	Rechts Lateraal																																																														
	mm	mm																																																														
	Links Mediaal	Rechts Mediaal																																																														
	mm	mm																																																														
	Links Lateraal	Rechts Lateraal																																																														
	mm	mm																																																														
	Links Mediaal	Rechts Mediaal																																																														
	mm	mm																																																														
	Links Lateraal	Rechts Lateraal																																																														
	mm	mm																																																														
	Links Mediaal	Rechts Mediaal																																																														
	mm	mm																																																														
	Links Lateraal	Rechts Lateraal																																																														
	mm	mm																																																														

Type Afwikkeling

Normale Afwikkeling L R

Versnelde Afwikkeling L R

Polyfasisch Afwikkeling L R

Vertraagde Afwikkeling L R

2 Fase Afwikkeling L R

Losse Carbon Binnenzool L R

Carbon Zool Verstijving L R

Loopzool los geleverd L R

Buffer Hak L R

Thomas Hak Mediaal L R

Lateraal L R

Overige

Bescherming Aflapnaad L R

Extra Bescherming Neus L R

Extra Paar Veters

Express Levering (5 Werkdagen)

Extra Opmerkingen

BESTELINFORMATIE

Alle Pedro® dames - en herenschoenen worden op bestelling gemaakt.

Onze standaard levertijd bedraagt 15 werkdagen. Wanneer er leestaanpassingen besteld zijn houdt dan rekening met 5 dagen extra levertijd.

Er kunnen externe factoren zijn waardoor de levertijden langer zijn dan hierboven vastgesteld.

Betalingscondities

Alle prijzen zijn in Euro's (€).

De betalingstermijn voor iedere levering is 30 dagen na factuurdatum. In de prijslijst zijn onze volledige betalings- en leveringscondities opgenomen.

Klachtenprocedure

Mocht u een klacht hebben, neem dan contact op met onze **klantenservice**, zij zullen u helpen met het oplossen of afhandelen van elke klacht of probleem.

Retourbeleid

Indien het product niet aan de kwaliteitsverwachtingen voldoet dan kunt u binnen 30 dagen na ontvangst de goederen in de originele verpakking retour sturen voor vergoeding of vervanging.

Helaas kunnen we producten die op bestelling zijn gemaakt alleen terugnemen wanneer er productie- of materiaalfouten gemaakt zijn.

Op Bestelling Gemaakt en Onparen

Alle op bestelling gemaakte producten, inclusief onparen kunnen niet retour worden gestuurd behalve bij productie - of materiaalfouten.

Extra Catalogi en Prijslijsten

Wanneer uzelf of uw collega's extra catalogi en/of prijslijsten wensen te krijgen bel dan onze klantenservice op **0182 - 22 35 40** of mail naar **klantenservice.nl@piedro.nl**.

Algemene Informatie

Modellen, kleuren en prijzen kunnen van tijd tot tijd variëren. Ook kunnen er kleurverschillen tussen het drukwerk en het gebruikte materiaal voorkomen door het print proces.

Leveringsopties

Voor gedetailleerde informatie op onze leveringsservice, prijzen en condities neem dan contact op met onze klantenservice.

Piedro Nederland BV



+ 31 (0) 182 - 22 35 40



www.piedro.com



klantenservice.nl@piedro.nl

Piedro®
is een toonaangevende
Nederlandse producent van
hoogwaardige Therapeutische en
Semi Orthopedische schoenen



PIEDRO®

always onestep ahead



PIEDRO[®]

always onestepahead

Piedro Nederland BV

t: +31 (0) 182 - 22 35 40

www.piedro.com

klantenservice.nl@piedro.nl